Отчет по лабораторной работе 2.2.1

«Исследование взаимной диффузии газов»

Цель работы: 1) регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов; 2) определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

В работе используются: измерительная установка; форвакуумный насос; баллон с газом (гелий); манометр; источник питания; магазин сопротивлений; гальванометр; секундомер.

Теоретические сведения:

Диффузия — самопроизвольное перемешивание молекул, происходящее вследствие их хаотичного теплового движения. При перемешивании молекул разного сорта говорят о взаимной (или концентрационной) диффузии.

В системе, состоящей из двух компонентов a и b (бинарная смесь), подчиняется закону Фика: плотности потока компонентов $j_{a,b}$ (количество частиц, пересекающих единичную площадку в единицу времени) пропорциональны градиентам их концентраций $\nabla n_{a,b}$, что в одномерном случае можно записать как

$$j_a = -D \frac{\partial n_a}{\partial x}, \quad j_b = -D \frac{\partial n_b}{\partial x},$$

где D — коэффициент взаимной диффузии компонентов. Знак «минус» отражает тот факт, что диффузия идёт в направлении выравнивания концентраций. Равновесие достигается при равномерном распределении вещества по объёму сосуда ($\partial n / \partial x = 0$).

В нашей работе используется диффузия гелия и воздуха. В работе концентрация гелия, как правило, мала. Кроме того, атомы гелия существенно легче молекул, составляющих воздух, значит их средняя тепловая скорость велика по сравнению с остальными частицами. Поэтому перемешивание газов в работе можно приближенно описывать как диффузию примеси легких частиц. Не на практически стационарном фоне воздуха. Коэффициент диффузии в таком приближении равен

$$D = \frac{1}{3} \lambda \, \bar{\mathbf{v}} \,,$$

где
$$\bar{v}=\sqrt{\frac{8\,RT}{\pi\,\mu}}$$
 - средняя тепловая скорость частиц примеси, $\lambda=\frac{1}{n_0\,\sigma}$ - их длина

свободного пробега, n_0 — концентрация рассеивающих центров (фона), σ — сечение столкновения частиц примеси с частицами фона.

Таким образом, теория предсказывает, что коэффициент диффузии бинарной смеси обратно пропорционален давлению в системе $D \propto 1~P$, и не зависит от пропорций компонентов, что и предлагается проверить в работе экспериментально

Рассмотрим процесс выравнивая концентрации. Закон Фика:

$$j = -D \frac{\partial n}{\partial x}$$

В нашем случае ввиду того что, а) объем соединительной трубки мал по сравнению с объемами сосудов, б) концентрацию газов внутри каждого сосуда можно считать постонной по всему объему.

$$J = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}$$

Изменение компонента в сосудах: $V_1 \Delta n_1 = V_2 \Delta n_2$

С другой стороны $V_1 \Delta n_1 = J \Delta t$ и $V_1 \frac{dn_1}{dt} = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}$; Аналогично

$$V_2 \frac{dn_2}{dt} = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}$$

Тогда

$$\frac{d(n_1-n_2)}{dt} = -(\frac{n_1-n_2}{l})\frac{V_1+V_2}{V_1V_2}$$

Проинтегрируем и получим, что

$$n_1 - n_2 = (n_1 - n_2)_0 e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad \tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD} = |V_1 = V_2 = V| = \frac{Vl}{2SD}$$

При заполнении сосудов смесями различного состава возникает «разбаланс» моста. При незначительном различии в составах смесей показания гальванометра, подсоединенного к диагонали моста, будут пропорциональны разности концентрации примеси. В процессе диффузии разность концентраций убывает по экспоненте, и значит по тому же закону изменяются по времени показания гальванометра

$$U = U_0 e^{\frac{-t}{\tau}}$$

Экспериментальная установка.


Схема измерительной части установки приведена на рис. 2. Она соединена с системой откачки и напуска воздуха и гелия. Для откачки используется форвакуумный насос. Конструкции системы откачки и напуска могут быть различны в зависимости от установки (схемы и описания см. на столах); один из вариантов изображен на рис. 3. Часть установок компьютеризировано, что позволяет записывать зависимость показаний вольтметра U (t) в реальном времени (на остальных установках фиксация U (t) ведется вручную с помощью секундомера).

Измерительная часть установки состоит из двух сосудов V1 и V2, размещённых вертикально. Краны K1 и K2 служат для управления откачкой и подачей воздуха/гелия в сосуды. Диффузия осуществляется через тонкую короткую трубку, соединяющую сосуды, оснащённую краном K3. К соединительным трубкам подключен манометр M, измеряющий разность давлений между соединительными трубками и атмосферой, и позволяющий измерять давления в разных частях системы (в зависимости от положения кранов).

Выравнивание давлений в сосудах V1 и V2 без изменения состава газов в них может быть осуществлено через обводные трубки посредством кратковременного открытия кранов K1 и K2 (при закрытом K3).

Гелий содержится в баллоне (не изображен на рис.) под давлением, превышающим атмосферное. Для предотвращения избыточного расхода гелия и его неконтролируемого проникания в установку предусмотрен металлический кран К7, отделяющий её от баллона с гелием. Его открывают только на время непосредственного заполнения установки гелием, остальное время он должен быть закрыт. Для подачи малых порций гелия предусмотрен двухходовый кран с дозатором (рис. 4). При повороте рычажка Р в положение I гелий в небольшом количестве поступает в дозатор (если открыт К7), а при повороте Р в положение II порция из дозатора поступает в установку. Датчики теплопроводности Д1 и Д2, расположенные в сосудах V 1 и V 2 соответственно, включены в мостовую электрическую

схему согласно рис. 5. В одну из диагоналей моста включён высокочувствительный вольтметр (гальванометр) Г, к другой подключается источник небольшого постоянного напряжения. Сопротивления проволок датчиков составляют одно из плеч моста. Второе плечо составляют переменные сопротивления R1 , R2 и R, служащие для установки показаний вольтметра Г на нуль (балансировка моста). Сопротивления R1 и R2 спарены (их подвижные контакты находятся на общей оси) и изменяются одновременно при повороте ручки грубой регулировки. Точная балансировка выполняется потенциометром R. Балансировку необходимо проводить перед каждым экспериментом заново: при этом установка заполняется чистым газом (воздухом без гелия) при давлении, близком «рабочему» (при котором затем будут проводится измерения).



Ход работы

1. Подготовив установку к работе (включив питание датчиков и измерительного моста, убедившись, что кран K_7 плотно закрыт, и в установке нет запертых объемов, подсоединив установку к форвакуумному насосу и откачав ее до давления \sim 0,1 торр), сбалансируем измерительный мост при предполагаемом «рабочем» давлении (суммарное давление смеси в эксперименте P_{Σ}). Получившееся значение «рабочего давления» P_{Σ} =(44,7±0,5) торр

Параметры установки: $1/S=(9\pm0,1)$ см⁻¹, $V_1=V_2=(420\pm10)$ см³


- 2. Снова откачаем все установку до \sim 0,1 торр. Изолируем объем V_2 и напустим в установку гелий до давления P_{He} = 0,2 P_{Σ} . Затем, изолировав V_1 , откачаем гелий из всех патрубков и заполним всю установку, кроме V_1 , воздухом до давления $P_{\text{возд}}$ = 1,8 P_{Σ}
- 3. Открыв кран K_3 , начнем снимать показания вольтметра, пока напряжение не упадет на 30-50%. Построим график $t(-\ln(U/U_0))$ и по коэффициенту наклона прямой τ (характерное время выравнивания концентраций между сосудами) найдем коэффициент взаимной диффузии $D_{44,7}$

$$k = \tau = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle * \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \approx 199,16 c$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{162} (\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2)} \approx 3,62 c$$

$$b = \langle y \rangle - k * \langle x \rangle \approx 4,0 c$$

$$\sigma_b = \sigma_k * \sqrt{\langle x^2 \rangle} \approx 1,6 c$$





$$D_{44,7} = \frac{Vl}{2\tau S} = \frac{420 \text{ cm}^3 * 9 \text{ cm}^{-1}}{2 * 199,16 \text{ c}} \approx 9,49 \frac{\text{cm}^2}{\text{ c}} ; \qquad \sigma_{D_{44,7}} = D_{44,7} \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{I/S}}{l/S}\right)^2} = 0,30 \frac{\text{cm}^2}{\text{ c}}$$

$$D_{44,7} = (9,49 \pm 0,30) \frac{\text{cm}^2}{\text{ c}}$$

4. Повторим измерения при P_{Σ} , равному 85,7 торр, 156,5 торр, и 301,8 торр и найдем коэффициенты взаимной диффузии.

<u>P</u>_Σ = 85,7 торр:





$$D_{85,7} = \frac{Vl}{2\tau S} = \frac{420 \, \text{cm}^3 * 9 \, \text{cm}^{-1}}{2 * 411,54 \, \text{c}} \approx 4,60 \, \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}$$

$$D_{85,7} = \frac{Vl}{2\tau S} = \frac{420 \text{ cm}^3 * 9 \text{ cm}^{-1}}{2*411,54 \text{ c}} \approx 4,60 \frac{\text{cm}^2}{\text{ c}} \; ; \qquad \sigma_{D_{85,7}} = D_{85,7} \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\tau}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{I/S}}{I/S}\right)^2} \approx 0,13 \frac{\text{cm}^2}{\text{ c}}$$

$$D_{85,7} = (4,60 \pm 0,13) \frac{cM^2}{c}$$


 $P_{\Sigma} = 156,5 \text{ Topp:}$

$$k = \tau = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle * \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \approx 783,07 c$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{371} \left(\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2\right)} \approx 3,94 c$$

$$b = \langle y \rangle - k * \langle x \rangle \approx 3,05 c$$

$$\sigma_b = \sigma_k * \sqrt{\langle x^2 \rangle} \approx 1,75 c$$



$$D_{156,5} = \frac{Vl}{2\tau S} = \frac{420 \text{ cm}^3 * 9 \text{ cm}^{-1}}{2*783,07 \text{ c}} \approx 2,41 \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}$$

$$D_{156,5} = \frac{Vl}{2\tau S} = \frac{420 \text{ cm}^3 * 9 \text{ cm}^{-1}}{2*783,07 \text{ c}} \approx 2,41 \frac{\text{cm}^2}{c} ; \qquad \sigma_{D_{156,5}} = D_{156,5} \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\tau}}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{l/S}}{l/S}\right)^2} \approx 0,06 \frac{\text{cm}^2}{c}$$

$$D_{156,5} = (2,41 \pm 0,06) \frac{cM^2}{c}$$


P_{Σ} = 301,8 τοpp:

$$k = \tau = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle * \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \approx 1388,65 c$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{1013} \left(\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2\right)} \approx 4,32 c$$

$$b = \langle y \rangle - k * \langle x \rangle \approx -7,1c$$

$$\sigma_b = \sigma_k * \sqrt{\langle x^2 \rangle} \approx 1,9 c$$



$$D_{301,8} = \frac{Vl}{2\tau S} = \frac{420 \text{ cm}^3 * 9 \text{ cm}^{-1}}{2*1388,65 c} \approx 1,36 \frac{\text{cm}^2}{c} ; \qquad \sigma_{D_{301,8}} = D_{301,8} \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\tau}}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{I/S}}{l/S}\right)^2} \approx 0,04 \frac{\text{cm}^2}{c}$$

$$\sigma_{D_{301,8}} = D_{301,8} \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{I/S}}{l/S}\right)^2} \approx 0.04 \frac{cM^2}{c}$$

$$D_{301,8} = (1,36 \pm 0,04) \frac{cM^2}{c}$$

5. Построим зависимость коэффициента диффузии от обратного давления в координатах D(1/P):


$$k = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle * \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \approx 431,14 \frac{cM^2 * mopp}{c}$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{3} \left(\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2\right)} \approx 2,40 \frac{cM^2 * mopp}{c}$$

$$b = \langle y \rangle - k * \langle x \rangle \approx -0,25 \frac{cM^2 * mopp}{c}$$

$$\sigma_b = \sigma_k * \sqrt{\langle x^2 \rangle} \approx 0,03 \frac{cM^2 * mopp}{c}$$

k=(431,14±2,40) c b=(-0,25±0,03) c



Экстраполируя график к атмосферному давлению, оценим соответствующий коэффициент диффузии.

$$D_{amm} \approx 0.32 \frac{cM^2}{c}$$
; $\sigma_D = 0.08 \frac{cM^2}{c}$

$$D_{amm} = (0.32 \pm 0.08) \frac{cM^2}{c}$$

$$D = \frac{1}{3} \lambda \langle v \rangle = \frac{1}{3} \lambda \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

Отсюда $\lambda \approx 10^{-7} M$ и $\sigma = 4 * 10^{-19} M^2$

Вывод

Мы пронаблюдали явление взаимной диффузии на примере гелия и воздуха, определили коэффициенты взаимной диффузии при 4 разных давлениях. Построили график зависимости коэффициента диффузии от давления. А также оценили с помощью коэффициента диффузии длину свободного пробега молекул и размер молекул.